

Набор тест полосок для определения PH раствора



SteelTEX[®] EYE PROTECTION

Применение

Набор полосок PH тест с диапазоном измерения PH 0-14.

Инструкция по применению

Опустить полоску индикаторами в раствор.

Подождать 5-10 секунд.

Сравнить результат с таблицей на упаковке.

Изготовитель

Pipal Chemicals, LTD

Адрес: Via delle Margherite, 33-127016

Saint' Alessio Con Vialone (Pavia),

Itali, Италия; pipal.ru.com



Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя PIPAL[®] Chemicals. Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе. PIPAL[®] Chemicals оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в PIPAL[®] Chemicals.

Адреса и телефоны представительств PIPAL[®] Chemicals указаны на сайте www.pipal.ru.com.